



MagiCosmo V10

Неодимовый
лазер

Аппарат для удаления татуировок и
карбонового пилинга, перманентного
макияжа и лечения кожных
пигментаций татуажа

Технические характеристики

Аппарат неодимовый лазер Q-переключатель Nd Yag Laser

Мощность лазера	400w
Длина волны лазера	532nm / 1064 / 1320nm
Ширина импульса	20-30ns
Исходный диаметр пятна	1-10м
Размер лазера YAG	5мм
Энергия импульса	1000mj
Лазерная Емкость	120UF ± 5%
Дисплей	8-дюймовый ЖК-дисплей True Color (TFT)
Уровень охлаждения	Воздушное охлаждение + охлаждение циркуляции воды закрытого типа
Кол-во выстрелов	более 2 000 000
Резервная работа	Постоянно в режиме ожидания работает в течение 10-12 часов
Электрические требования	100/110 В, 50-60 Гц или 230-260 В, 50-60 Гц




MagiCosmo V10 лазер для удаления тату с технологией Q-Switch Nd:YAG обеспечивает на сегодняшний день самое безопасное и эффективное удаление татуировок любого цвета и перманентного макияжа. Под воздействием лазера пигмент расщепляется на мелкие фракции и выводится лимфатической системой организма. Правильно проведенная процедура не травмирует кожу и не требует ее заживления.

Процесс удаления тату

При татуаже, перманентном макияже и образовании смешанных пятен любой природы **пигмент, находящийся в эпидермисе** через 2-3 месяца полностью исчезает из-за обновления этого слоя и отшелушивания. Поверхностные пилинги ускоряют этот процесс.

Глубокий **пигмент в дермальном слое** обычные поверхностные пилинги убрать не могут. Нужны глубокие пилинги, пилинги с депигментирующими веществами, мезотерапия (инъекционная доставка депигментирующих компонентов в глубокие слои кожи), фототерапия пигментаций без повреждения кожи.



Во время татуировки

Через месяц

Через 2-3 месяца

Карбоновый пилинг

При помощи карбонового пилинга решаются такие проблемы как:

- возрастные изменения кожного покрова, морщины,
- возрастная пигментация,
- сухость и дряблость кожи.

Следует отметить, что карбоновый пилинг больше подходит пациентам, имеющим множество различных проблем с кожей. С его помощью можно решить такую распространенную проблему, как угревая болезнь, благодаря нормализации работы сальных желез, а также секреции кожного сала.

Неодимовый лазер ND YAG также используют для проведения такой процедуры, как карбоновый пилинг, активным компонентом которой является карбоновая маска.

В состав этой маски входят особые наночастицы, проникающие в клетки эпидермиса и межклеточное пространство, являясь как бы внутренним фильтром.

Карбоновые наночастицы берут на себя, токсины и продукты распада, а последующее лазерное действие лазера ND YAG разрушает каждый отдельный элемент маски вместе с накопленными в ней вредными веществами. Более того, тепловое излучение лазера уничтожает все болезнетворные микроорганизмы.



Основные характеристики


Неодимовое излучение эффективно разрушает красители, которые находятся внутри кожного покрова. Лазерный аппарат для удаления татуировок генерирует лучи, длина волны которых может отличаться (1320 нм, 1064 нм, 532 нм). Удаление лазером требует проведения нескольких процедур, которые выполняются с некоторой периодичностью.

Новый сеанс назначается после полного заживления кожи на обрабатываемом участке.

Аппарат для удаления татуировок способен разрушать гранулы красящих составов на глубине до 8мм. При этом поверхность кожи остается нетронутой. Красящие пигменты активно поглощают лучи и разрушаются. По истечению 1-2 месяцев с током лимфы они выводятся из кожи.

Неодимовый луч причисляется к неабляционным, т.к. сверхдлинный сигнал проникает в самую глубь, не способствуя повреждению или испарению поверхностных слоев.

Покраснения после процедуры по истечению времени бесследно исчезают. **Бережное удаление и максимальный эффект благодаря использованию безопасных технологий.**



Возможности аппарата

Прибором осуществляется лазерное удаление:

всех видов татуировок;

перманентного макияжа;

родинок, бородавок;


татуажа;

пигментных и старческих пятен;

опухолей невоидного типа.

Также с использованием лазера ND YAG проводится карбоновый пилинг.

Комплектующие аппарата



Почему мы?

Гарантия

Гарантия на аппарат составляет 24 месяца на аппарат и 12 месяцев на манипулу

Доставка

Доставка до вашей двери абсолютна бесплатна, все расходы мы берем на себя, срок до 20 дней

Бесплатное обучение

Бесплатное обучение предоставляется при покупке аппарата.

Нужна ли лицензия?

Диодный лазер Vivo является бытовым прибором и не требует для работы мед. образование.

Рассрочка без %/Кредит

Оформление займет всего 3 минуты, % по договору мы берем на себя, для вас стоимость за наличные или в рассрочку не меняется.

Своя сервисная служба

Наша сервисная служба всегда готова прийти к вам на помощь, потому что мы понимаем у вас клиенты и этот вопрос не отложить на 2-3 дня.

С нами вы можете связаться любым удобным для вас способом:

Телефон: +7(812) 984-89-81, +7(962) 684-89-81. WhatsApp: +7(962) 684-89-81, Эл. Почта: info@magicosmo.ru